

2026



Vimedica

Catálogo de Produtos

Índice

1. Laparoscopia _____ pág. 4

1.1 Agulhas de Veress _____ pág. 4

1.2 Tubos de Aspiração e Irrigação _____ pág. 4

1.3 Aplicadores de Clipes _____ pág. 4

1.4 Porta-Agulhas _____ pág. 5

1.5 Trocartes _____ pág. 6

1.6 Redutores _____ pág. 9

1.7 Vedantes _____ pág. 9

1.8 Empunhaduras _____ pág. 10

1.9 Pinças _____ pág. 11

2. Endoscópios _____ pág. 18

Laparoscopia

Agulhas de Veress



VM 001

2,2x110mm

VM 002

2,2x120mm

VM 003

2,2x150mm

Tubos de Aspiração e Irrigação

VM 004



VM 005



Aplicadores de Clipes



VM 006

Aplicador de Bulldog XL
10mm X 330mm



VM 007

Aplicador Dupla
Ação LT400
10mm X 330mm



VM 008

Aplicador Dupla
Ação LT300
5mm X 330mm



VM 009

Aplicador de Clipe XL
(Dourado)
10mm X 330mm



VM 010

Aplicador Clipe L
(Roxo)
10mm X 330mm



VM 011

Aplicador de Clipe ML
(Verde)
5mm X 330mm



VM 012

Aplicador Simples
Ação LT200
5mm X 330mm



VM 013

Aplicador Simples
Ação LT100
5mm X 330mm

Laparoscopia

Porta-Agulhas



VM 014

Porta Agulhas Reto
5mm x 330mm

VM 015

Porta Agulhas Curva
para Esquerda
5mm x 330mm

VM 016

Porta Agulhas Curva
para Direita
5mm x 330mm



VM 017

Porta Agulhas Reto
5mm x 330mm

VM 018

Porta Agulhas Curva
para Esquerda
5mm x 330mm

VM 019

Porta Agulhas Curva
para Direita
5mm x 330mm



VM 020

Porta Agulhas Reto
5mm x 330mm

VM 021

Porta Agulhas Curva
para Esquerda
5mm x 330mm

VM 022

Porta Agulhas Curva
para Direita
5mm x 330mm



Reto



Curva esquerda




Curva direita

Laparoscopia

Trocarte

Tradicional



Ponta Piramidal

PEÇA Nº

VM 023/031

VM 024/32

VM 025/33

VM 026/34

MEDIDAS

5.5mm X 100mm

10.5mm X 100mm

12.5mm X 100mm

15mm X 100mm

Ponta Protegida

PEÇA Nº

VM 027/35

VM 028/36

VM 029/37

VM 030/38

MEDIDAS

5.5mm X 100mm

10.5mm X 100mm

12.5mm X 100mm

15mm X 100mm

Vedação de Silicone



MODELO	5.5mm x 95mm	10.5mm x 95mm	12.5mm x 95mm
Ponta de Pirâmide A	VM 042	VM 043	VM 044
Ponta de Segurança B	VM 045	VM 046	VM 047
Ponta Cega C	VM 048	VM 049	VM 050
Bainha Abertura Oblíqua D	VM 039	VM 040	VM 041
Bainha sem Rosca E	VM 051	VM 052	VM 053
Bainha com Rosca F	VM 054	VM 055	VM 056
Bainha Rosqueada e Oblíqua G	VM 057	VM 058	VM 059

Laparoscopia

Alavanca Manual



MODELO	5.5mm x 95mm	10.5mm x 95mm	12.5mm x 95mm	15.5mm x 95mm
Ponta de Pirâmide A	VM 060	VM 061	VM 062	VM 063
Ponta de Segurança B	VM 064	VM 065	VM 066	VM 067
Ponta Cega C	VM 068	VM 069	VM 070	VM 071
Bainha Abertura Oblíqua D	VM 072	VM 073	VM 074	VM 075
Bainha sem Rosca E	VM 076	VM 077	VM 078	VM 079
Bainha com Rosca F	VM 080	VM 081	VM 082	VM 083
Bainha Rosqueada e Oblíqua G	VM 084	VM 085	VM 086	VM 087

Vedação Magnética



MODELO	3.5mm x 95mm	5.5mm x 95mm	10.5mm x 95mm	12.5mm x 95mm	12.5mm x 95mm
Ponta de Pirâmide A	VM 088	VM 089	VM 090	VM 091	VM 092
Ponta de Segurança B	VM 093	VM 094	VM 095	VM 096	VM 097
Ponta Cega C	VM 098	VM 099	VM 100	VM 101	VM 102
Bainha Abertura Oblíqua D	VM 103	VM 104	VM 105	VM 106	VM 107
Bainha sem Rosca E	VM 108	VM 109	VM 110	VM 111	VM 112
Bainha com Rosca F	VM 113	VM 114	VM 115	VM 116	VM 117
Bainha Rosqueada e Oblíqua G	VM 118	VM 119	VM 120	VM 121	VM 122

Laparoscopia



Ponta de Pirâmide A



Ponta de Segurança Auto-proteção B



Ponta Cega Auto-proteção C



Bainha com Abertura Oblíqua D




Bainha sem Rosca E



Bainha com Rosca F



Bainha com Abertura Rosqueada e Oblíqua G



Trocarte Tipo Flip

VM 123: 3mm x 60mm a 150mm
VM 124: 5.5mm x 110mm
VM 125: 10.5mm x 110mm
VM 126: 12mm x 100mm
VM 127: 15mm x 100mm



Trocarte com Proteção

VM 128: 5.5mm x 110mm
VM 129: 10.5mm x 110mm
VM 130: 12mm x 100mm
VM 131: 15mm x 100mm



Trocarte Parafuso

VM 132: 5.5mm x 110mm
VM 133: 10.5mm x 110mm



Parafuso com Proteção

VM 134: 5.5mm x 110mm
VM 135: 10mm x 100mm

Laparoscopia

Trocarte - Acessórios



Adaptador A

VM 136

Redutor Macaquinho
Trocarte Magnético
10.5mm x 5.5mm

VM 137

Redutor Macaquinho
Trocarte Multifuncional
10.5mm x 5.5mm

VM 138

Redutor
Macaquinho
Adapter A
10mm x 5mm

VM 139

Redutor
Macaquinho
Adapter A
12mm x 5mm

VM 140

Redutor
Macaquinho
Adapter A
10mm x 10mm

VM 144

Redutor
Longo
Padrão
10.5mm x 5.5mm
(100mm)

VM 145

Redutor
Longo
Padrão
10.5mm x 5.5mm
(120mm)

VM 146

Redutor
Longo
Padrão
10.5mm x 5.5mm
(150mm)



Adaptador B

VM 147

Redutor
Adapter B
10mm x 5mm

VM 148

Redutor
Adapter B
12mm x 5mm

VM 149

Redutor
Adapter B
12mm x 10mm

VM 150

Redutor
Adapter B
15mm x 5mm

VM 151

Redutor
Adapter B
15mm x 10mm

Vedantes



VM 141

Vedante
3 mm



VM 142

Vedante
5 mm



VM 143

Vedante
10 mm

Laparoscopia

Empunhaduras



Empunhadura Laparoscópica com Cremalheira em PA66

A Empunhadura Laparoscópica com Cremalheira em PA66 foi desenvolvida para sistemas modulares de pinças, tesouras e dissecadores, oferecendo travamento seguro da preensão com a opção de uso também sem a trava, conforme a técnica e preferência do cirurgião.

Fabricada em PA66 (Poliamida 66), apresenta resistência mecânica superior à de plásticos convencionais, com maior robustez, durabilidade e excelente desempenho em uso repetido, suportando esforços intensos sem deformações, ideal para rotinas cirúrgicas de alta demanda.

Empunhadura Laparoscópica sem Cremalheira em PA66

A Empunhadura Laparoscópica sem Cremalheira em PA66 é indicada para sistemas modulares de pinças, tesouras e dissecadores, oferecendo controle contínuo e sensível da preensão, sem sistema de travamento, ideal para manobras que exigem ajuste fino de força sobre os tecidos.

Fabricada em PA66 (Poliamida 66), possui resistência mecânica superior a plásticos convencionais, garantindo maior robustez, durabilidade e estabilidade mesmo em uso intenso e repetido, sendo especialmente adequada para centros cirúrgicos de alta demanda.



Laparoscopia

Pinças - 5mm

VM 189

Punch para Biópsia
Simples Ação

360mm x 5mm



VM 190

Pinça Concha
para Biópsia

360mm x 5mm



VM 191

Pinça Dissectora
Reta Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 192

Pinça Maryland
17mm

360mm x 5mm



VM 193

Pinça Maryland
14mm

360mm x 5mm



VM 194

Pinça Maryland
18mm

360mm x 5mm



VM 195

Pinça Maryland
20mm

360mm x 5mm



VM 196

Pinça Maryland
25mm

360mm x 5mm



VM 197

Pinça Maryland
16mm

360mm x 5mm



VM 198

Pinça Maryland
45 graus 14mm

360mm x 5mm



VM 199

Pinça Dissectora
Mixer

360mm x 5mm



VM 200

Pinça Mixer
90 graus

360mm x 5mm



Laparoscopia

Pinças - 5mm

VM 201

Pinça de Apreensão
Mangeshiskar
360mm x 5mm



VM 202

Pinça de
Apreensão Grasper
360mm x 5mm



VM 203

Pinça Dissectora
Dolphin Dupla Ação
360mm x 5mm



VM 204

Pinça de Apreensão
2+3 Cobra
360mm x 5mm



VM 205

Pinça de Apreensão
2+3 Dentes
360mm x 5mm



VM 206

Pinça de Apreensão 2+3
Dentes Simples Ação
360mm x 5mm



VM 207

Pinça de Apreensão
1+2 Dentes
360mm x 5mm



VM 208

Pinça de Apreensão
1+2 Dentes Dupla Ação
360mm x 5mm



VM 209

Pinça Jacaré
Dupla Ação 14mm
360mm x 5mm



VM 210

Pinça Jacaré
360mm x 5mm



VM 211

Pinça de
Apreensão Maxi
360mm x 5mm



VM 212

Pinça de Apreensão
Grasper Fenestrada
Bico de Pato
360mm x 5mm



Laparo scopia

Pinças - 5mm

VM 213

Pinça de Apreensão
Oviduct

360mm x 5mm



VM 214

Pinça de Apreensão
Grasper "V"
Fenestrada delicada

360mm x 5mm



VM 215

Pinça de Apreensão
Clinch Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 216

Pinça de Apreensão
Grasper Fenestrada
Bico de Pato

360mm x 5mm



VM 217

Pinça de Apreensão
Grasper Blunt

360mm x 5mm



VM 218

Pinça de Apreensão
Grasper Serrilha Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 219

Pinça de Apreensão
Midheaven Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 220

Pinça de Apreensão Babcock
Reforçada Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 221

Pinça de Apreensão
Mesentário Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 222

Pinça de Apreensão
Allis Simples Ação

360mm x 5mm



VM 223

Pinça de Apreensão
Allis Simples Ação

360mm x 5mm



VM 224

Pinça de Apreensão
Allis Dupla Ação

360mm x 5mm



Laparoscopia

Pinças - 5mm

VM 225

Pinça de Nó
Simples Ação

360mm x 5mm



VM 226

Pinça de Nó tipo "B"
Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 227

Pinça de Nó tipo "S"
Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 228

Pinça Fenestrada
Ondulada Simples
Ação

360mm x 5mm



VM 229

Pinça de Apreensão
Cobra Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 230

Pinça de Apreensão
Ureter

360mm x 5mm



VM 231

Pinça de Apreensão Grasper
Fenestrada (estomacal)

360mm x 5mm



VM 232

Pinça de Apreensão
Grasper L (crose olmi)

360mm x 5mm



VM 233

Pinça de apreensão
Garra 1+2 Simples Ação

360mm x 5mm



VM 234

Pinça de Apreensão
Debakey Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 235

Pinça de Apreensão
Debakey Atraumatica
Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 236

Pinça de Apreensão
Dorsey Intestinal
Dupla Ação

360mm x 5mm



Laparoscopia

Pinças - 5mm

VM 237

Pinça de Apreensão
Debaquey Ondulada
Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 254

Tesoura Simples
Ação

360mm x 5mm



VM 255

Tesoura com Ponta Protegida
(bola) Simples Ação

360mm x 5mm



VM 256

Tesoura Reta
Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 257

Tesoura com Ponta
Protegida (bola) Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 258

Tesoura Curva
Simples Ação

360mm x 5mm



VM 259

Tesoura Curva
Dupla Ação

360mm x 5mm



VM 260

Tesoura em Gancho
Simples Ação

360mm x 5mm



VM 261

Micro Tesoura Reta
30 graus

360mm x 5mm



VM 262

Punch para Biópsia
Simples Ação

360mm x 5mm



VM 263

Pinça Concha
para Biópsia

360mm x 5mm



Laparoscopia

Pinças - 10mm

VM 246

Pinça Badcock
330mm x 10mm



VM 247

Pinça Grasper
Pedra
330mm x 10mm



VM 248

Pinça Grasper
Wide
330mm x 10mm



VM 249

Pinça Grasper
Ondulada
330mm x 10mm



VM 250

Pinça Tenáculo
330mm x 10mm



VM 251

Pinça Alligator
(Jacaré)
330mm x 10mm



VM 252

Pinça Grasper
TC Collin
330mm x 10mm



VM 253

Pinça Dissecção
330mm x 10mm



Laparoscopia

Pinças - 10mm

VM 238

Pinça Colher Biópsia
Simples Aço

360mm x 10mm



VM 239

Tesoura Grande
Reta Simples Aço

360mm x 10mm



VM 240

Tesoura Grande
Dupla Aço

360mm x 10mm



VM 241

Pinça garra 2+3
Dupla Aço

360mm x 10mm



VM 242

Pinça Garra 2x3
Dentes

330mm x 10mm



VM 243

Pinça Grande
Pulmão

330mm x 10mm



VM 244

Pinça Estomacal
Grasper

330mm x 10mm



VM 245


Pinça Pennington

330mm x 10mm



Endoscópios

Endoscópios



MODELO	Diâmetro	Comprimento	Direção da Visão	Campo de Visão	Cor do Anel
VM 187	2.7 mm	175 mm	70°	30°	Amarelo
VM 185	2.7 mm	175 mm	0°	60°	Verde
VM 186	2.7 mm	175 mm	30°	60°	Vermelho
VM 182	3.0 mm	175 mm	0°	60°	Verde
VM 183	3.0 mm	175 mm	30°	60°	Vermelho
VM 184	3.0 mm	175 mm	70°	60°	Amarelo
VM 165	4.0 mm	175 mm	0°	60°	Verde
VM 166	4.0 mm	175 mm	12°	60°	Azul
VM 167	4.0 mm	175 mm	30°	60°	Vermelho
VM 168	4.0 mm	175 mm	45°	60°	Preto
VM 169	4.0 mm	175 mm	70°	60°	Amarelo
VM 170	4.0 mm	175 mm	90°	60°	Preto
VM 171	4.0 mm	175 mm	110°	60°	Branco
VM 172	4.0 mm	175 mm	0°	90°	Verde
VM 173	4.0 mm	175 mm	30°	90°	Vermelho
VM 174	4.0 mm	175 mm	45°	90°	Preto
VM 175	4.0 mm	175 mm	70°	90°	Amarelo
VM 176	4.0 mm	175 mm	0°	110°	Verde
VM 177	4.0 mm	175 mm	30°	110°	Vermelho
VM 178	4.0 mm	175 mm	70°	110°	Amarelo

Endoscópios

Endoscópios

MODELO	Diâmetro	Comprimento	Direção da Visão	Campo de Visão	Cor do Anel
VM 179	4.0 mm	175 mm	0°	120°	Verde
VM 180	4.0 mm	175 mm	30°	120°	Vermelho
VM 181	4.0 mm	175 mm	70°	120°	Amarelo
VM 152	5.0 mm	290 mm	0°	75°	Verde
VM 153	5.0 mm	290 mm	30°	75°	Vermelho
VM 160	10.0 mm	270 mm	0°	70°	Verde
VM 154	10.0 mm	325 mm	0°	70°	Verde
VM 155	10.0 mm	325 mm	30°	70°	Vermelho
VM 156	10.0 mm	325 mm	0°	90°	Verde
VM 157	10.0 mm	325 mm	30°	90°	Vermelho
VM 158	10.0 mm	340 mm	0°	75°	Verde
VM 159	10.0 mm	340 mm	30°	75°	Vermelho
VM 163	10.0 mm	340 mm	0°	75°	Verde
VM 164	10.0 mm	340 mm	30°	75°	Vermelho
VM 161	11.0 mm	270 mm	0°	70°	Verde
VM 162	11.0 mm	270 mm	0°	70°	Verde





Vimedic

 **(22) 3031-4440**

 **@vimedic_oficial**

 **www.vimedic.com.br**